

## Monitor Desfibrilador M2

Protección IP44.

Indicador de batería baja.

Selección de energía mediante los controles situados en la parte frontal del desfibrilador o en las palas externas.

Niveles de energía Smart Step.

Controles de carga: desde la parte frontal del desfibrilador como desde la pala.

Tipo de pala: Pacientes adt. Y ped..

Función de asesoramiento de descarga.

Tipo de pantalla: LCD a color de 7".

Datos mostrados: frecuencia numérica de respiración y forma de onda por impedancia-.